

Haptisches Explorationsexperiment

Checkliste

1 VICON

- Vicon angeschaltet, vorne und hinten
- PC angeschaltet
- Vicon gestartet, Tuch ausgelegt
- Maskiert, kallibriert, Ursprung und Basler ausgewählt bzw. eingestellt
- Labor verdunkelt und Lichtverhältnisse stimmen
- Ordnerverzeichnis passt

2 HANDSCHUH UND CAM

- beide Modalitäten angeschlossen
- Cyberglove Box angeschaltet
- Marker angebracht
- Roscore, Listener, Rosrecorder, Treiber gestartet
- Topics publishen

3 MSS

- MSS gestartet
- Modularitäten ausgewählt
- Port, Host stimmen
- Speicherordner festlegen -> tmp oder mfast
- Ping funktioniert